

品質規格書

平成 18 年 月 日

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------|---------|
| 品名 | 植物性乳酸菌 HS-1 Lactobacillus sakei | 規格及び分析方法 | | |
| 一般名 | 乳酸菌 | 項目 | 規格値 | 測定方法 |
| 性状・特徴 | 淡黄色、粉末 | 乳酸菌数 | 10 ⁸ 個/g 以上 | SA 培養計測 |
| 荷 姿 | ダンボール箱 | 水分 | 10%以下 | 標準寒天培養 |
| 内容量 | 1kg アルミ袋×10 | 一般細菌 | 1000 個以下 | PDA 培養 |
| | | カビ・酵母 | 1000 個以下 | DESO 培養 |
| | | 大腸菌群 | 陰性 | |
| 保管条件 | 冷暗所（10℃以下）で 製造後 2 4 ヶ月 | * 当乳酸菌 Lactobacillus sakei はキムチから 分離し育種したもので経口投与後、人胃、腸内で 死滅せず排泄されることが確認され、腸内活性化が 期待されます。 | | |
| 注意事項 | 1 週間以内（輸送）なら常温で可 | * ホモ型乳酸菌ですので乳酸のみ生成、 酢酸を造らず刺激臭やガス生成が有りません。 * 植物エキス中で良く発酵し乳中で柔らかいカード を形成します。 * 低温（10～20℃）でも良く生育 茨城県工業技術センター 特許登録；3 0 9 1 1 9 6 | | |
| <p>〈製造工程〉</p> <pre> 培養基調製 ↓ 高压殺菌 ↓ 冷 却 種菌培養 ↓ ↓ 培 養 ← 接 種 ↓ 凍結乾燥粉末 ↓ 分析試験 ↓ 袋 充 填 ↓ 出 荷 </pre> | | 販売者 （有）オトコーポレーション 〒160-0017 東京都新宿区左門町 6-17 YSK ビル 6F Tel: (03) 3358-4187 Fax: (03) 3358-4177 製造者 （有）那須バイオファーム | | |